

Bande cohésive de contention Tensoplus

Contention moyenne à forte.

Usage individuel, bande de compression médicale ou sportive pour pathologies articulaires, tendineuses, ligamentaires ou veineuses. Enduite d'une émulsion rendant la bande auto-adhésive. Support en coton, élasthanne et fibranne.

- Bande tissée élastique et extensible.
- Découpable à la main.
- Auto-adhérente par simple pression.
- Force de contention : 0,2 à 0,45 N/cm.
- Force de cohésion : ? 0,8 N/cm.
- Repositionnable et réutilisable.
- Lavable.
- Sans phtalates.

Tailles disponibles : 3 m x 8 cm ou 3 m x 10 cm.

Couleurs disponibles : blanc ou chair.

Conditionnement : une bande par boîte.

Matériel médical CE.

