

FICHE TECHNIQUE

Bande de contention adhésive élastique Urgotrapping longueur 2,5 M

Pour la prévention et le traitement des douleurs musculaires et articulaires.

Bande de contention élastique adhésive hypoallergénique.
Avec film intercalaire déchirable à la main.

- Forte adhésivité.
- Aéré pour laisser respirer la peau.
- Spécialement conçu pour les peaux à forte transpiration.

A utiliser en prévention et/ou traitement des lésions articulaires,
musculo-tendineuses et ligamentaires ou pour le maintien des pansements.

Conditionnement individuel.
Vendu par lot de 3 bandes.

Matériel médical CE.

