

Bande de contention élastique adhésive Lightplast Pro - Bsn Médical

Hautement adhérente et extensible.

Contention souple ou strapping mixte pour les pathologies articulaires, ligamentaires, tendineuses et musculaires. Prévention en cas de lésions musculaires, ligamentaires ou articulaires. Pour fixer les pansements et les dispositifs médicaux. Découpable à la main.

- Pour la contention en cas d'activités sportives.
- Facile à dérouler et à mettre en place.
- Haute élasticité longitudinale > à 95 % en tension maximale.
- S'adapte aux reliefs de la peau.
- Grand pouvoir adhésif.

Tailles disponibles :

- 2,35 m x 2,5 cm.
- 2,35 m x 3,75 cm.
- 2,35 m x 5 cm.
- 2,35 m x 7,5 cm.

Longueur non étirée : 2,35 m.

Longueur étirée : 4,5 m.

Coloris : blanc.

Conditionnée par boîte de 48, 32, 24 ou 16.

Matériel Médical CE.

