



Bande de protection sous contention adhésive Tensoban Bsn Médical - Fabrication Française

Assure la protection de la peau sous les bandages de contention.

Bande de mousse polyuréthane pour la protection de la peau en dessous d'une bande de contention.

- Mousse auto-adhérente.
- Ne colle pas à la peau.
- Extensible en tout sens.
- Confortable et conformable.
- Sécable à la main.
- Rend le retrait des contentions indolores.
- Sans latex, sans phtalates.
- Non stérile.
- Couleur: blanc.

- Capacité d'allongement: minimum de 100%.
- Résistance à la rupture minimum de 0,5 N/cm.
- Feuille de mousse de polyuréthane (grammage 12-16g/m²).
- Épaisseur: 0,6 mm (+/-0,1 mm).

Protection sous contention adhésive de type [Tensoplast](#) ou [Strappal](#).

Utilisation en traumatologie sportive ou dans le traitement de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs.

2 tailles disponibles:

- 20 m x 7 cm.
- 20 m x 10 cm.

Conditionné en rouleau.

Fabriqué en France.

Matériel médical CE.