



### **Bande élastique de compression moyenne à forte non cohésive**

Pour le traitement du retour veineux et bandages de compression et d'immobilisation. Fabrication européenne

#### **Utilisation :**

- En cas de thrombose veineuse ou d'œdème au niveau des membres inférieurs, pour favoriser le retour veineux en cas de pathologies vasculaires.
- En cas d'œdèmes ou d'inflammations liés à un traumatisme.

- Avec agrafes de fixation.
- Confortable et simple d'utilisation.
- Bon maintien.
- Élasticité : 145 %.
- Grammage : 93 g/m<sup>2</sup>.
- Stérilisable.
- Sans latex.

Composition : 40% coton, 56% polyamide, 4% élastomère.

#### **Tailles disponibles :**

- 10 cm x 5 m.
- 10 cm x 10 m.

Coloris : chair.

Conditionnement par boîte d'une bande.

Fabriqué en Europe.

Matériel Médical CE.