

## **FICHE TECHNIQUE**





## Bande extensible pour contention légère non cohésive

Contention légère, limite les mouvements des articulations tout en assurant maintien et protection.

Basse compression ajustée grâce aux propriétés élastiques.

Améliore la résorption des hématomes.

## Utile pour:

- la prévention phlébologie,
- la prophylaxie de la thrombose,
- le traitement consécutif des dommages dûs aux varices,
- le traitement de l'insuffisance veineuse.
- le traitement de lésions dues au travail ou au sport (foulures, traumatismes).

Ne pas appliquer sur une peau lésée.

Résistante, lavable à 40°C et facile à monter, avec agrafes de fixation. Anti-effilochage grâce aux bords ourlés.

Composition: 64% Coton, 34% Polyamide, 2% Elasthanne.

Sans latex.

Longueur : 5 mètres. Couleur : blanc.

2 agrafes fournies par bande.

Vendu à l'unité. Matériel médical CE.