

Bandelette Chol Trig Hdl pour analyseur Mission 3 en 1

Bandelette test de contrôle avec tubes capillaires pour analyseur 3 en 1 Mission
Bandelettes réactives à utiliser avec l'analyseur 3 en 1 MISSION.

Différentes bandelettes disponibles selon la mesure à effectuer:

- Cholestérol total CHOL
- Lipoprotéine haute densité HDL
- Bilan lipidique complet: Cholestérol total CHOL, Lipoprotéine haute densité HDL, Lipoprotéine basse densité LDL, Ratio CHOL/HDL

Conditionné en sachet individuel.
Vendu par boîte de 5 ou 25 bandelettes.
Fourni avec tubes capillaires et code puce.

Matériel Médical CE.

[Voir la fiche produit de l'analyseur 3 en 1 Cholestérol, Lipoprotéines, Triglycérides MISSION.](#)

