



Bandes de crêpe élastique non stériles pour le maintien de pansements et la compression de plaies.

Bandes de crêpe non stériles élastiques étirées jusqu'à 4 mètres.

Bandes de crêpe élastique permet de s'adapter au mieux aux différentes zones du corps et aux différentes morphologies. Elles sont utilisées pour garantir une bonne fixation des pansements et un maintien optimal des articulations et des masses musculaires.

Usage prévu:

Fixation, soutien, compression légère et traitement des articulations blessées.

Composition :

97% Coton/Polyester
3% Élasthanne

Dimensions:

Longueur étirée: 4m.
Largeur: 5cm / 7cm / 10cm / 15cm / 20cm (voir le tableau ci-dessous).
Poids: 70 g/m².

Caractéristiques:

Élasticité unidirectionnelle (longitudinale).
Le début et la fin du bandage sont cousus pour éviter d'être musclés.
Avec deux lignes rouges situées à 1 cm des bords du bandage.
Hypoallergénique (conforme à la norme de biocompatibilité 10993-10 : Irritation cutanée).
Radiotransparent.
Grande capacité d'adaptation.
Stérilisation possible de la bande de crêpe.
Sans latex.
Facile à utiliser.
Sous emballage individuel.

Mentions obligatoires :

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Fabrication Européenne.