

Bandes de crêpe stériles en coton avec lisières rouges Bastos

Bande de crêpe stérile pour limiter les risques de surinfections lors de bandage et pansement.

Bandes élastiques absorbantes, tissu crêpé avec lisières rouges.
Qualité 24 fils/cm², 76g/m². Élasticité 150%.

Utilisation pour contention légère à moyenne, avec compresse ou pansement stérile pour tous types de plaies et lésions.

Laisse respirer les plaies.

- En coton, viscose, polyamide et polyuréthane.
- Couleur naturelle avec lisières rouges.
- Qualité 24 fils/m², 76g/m².
- Longueur étirée: 4m.
- Élasticité: 150%.
- Non glissante, confortable à porter.
- Perméable à l'air, laisse respirer la peau.

Longueur 4 m.

Plusieurs largeurs disponibles:

- 10 cm: lot de 5 bandes.
- 15 cm: lot de 5 bandes.

Sous emballage individuel stérile.

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Validité 5 ans.

Fabrication Européenne.

Matériel Médical CE.

