



### **Bandes extensibles stériles polyamide et coton Bastos**

Bandes stériles pour limiter les risques de surinfections.

Bandes tissées extensibles stériles, qualité 17fils/cm<sup>2</sup>, 28g/m<sup>2</sup>.  
Élasticité 110%.

A utiliser avec compresse ou pansement stérile pour tout type de plaie et lésion.  
Pour un maintien optimal des pansements. Laisse respirer les plaies.

- Coton et polyamide.
- Contention souple et légère.
- Qualité 17fils/cm<sup>2</sup>, 28g/m<sup>2</sup>.
- Longueur étirée: 4m.
- Élasticité: 110%.
- Perméable à l'air.

Longueur 4 m.

#### **Plusieurs largeurs disponibles:**

- 5 cm: lot de 20 bandes.
- 7 cm: lot de 20 bandes.
- 10 cm: lot de 20 bandes.
- 12 cm: lot de 20 bandes.

Sous emballage individuel stérile.

Fabrication Européenne.

Matériel Médical CE.