

FICHE TECHNIQUE

Barre d'appui de lit avec sangle et poignée antidérapante

Ergonomique, facile à installer.

Pour aider les personnes à s'installer dans le lit et à se relever. S'adapte à tout type de lit. Se glisse sous le matelas.

- Poignée confortable et antidérapante.
- Structure en acier solide avec revêtement en poudre.
- Sangles de fixation avec boucle à came.

Dimensions : H : 52 cm, L : 52 cm, l : 51 cm.

Poids : 2,5 kg.

Coloris : blanc.

Matériel Médical CE.

