

## FICHE TECHNIQUE

### Barre d'appui de lit avec sangle, longueur 76 cm

Ergonomique et stable.

Pour aider les personnes à s'installer dans le lit et à se relever. S'adapte à tout type de lit. Se glisse sous le matelas.

- Poignée antidérapante en mousse.
- Structure en acier solide avec revêtement en poudre.
- Sangle de fixation avec boucle à came.

**Dimensions** : H : 49 cm, L : 76 cm, l : 46 cm.

**Longueur des sangles** : 3,50 m

**Poids** : 3,5 kg.

**Coloris** : blanc.

**Poids maximum supporté** : 50 kg.

Matériel Médical CE.

