

FICHE TECHNIQUE

Barrières de lits pliantes Robe Medical

Barrières de lits pliantes ROBÉ MÉDICAL, pour la sécurité du patient.

Machoîres de fixation pour lit médicalisé uniquement.

? Barrière de lit pliante droite. Finition époxy blanc cassé.

? Barrière de lit pliante gauche. Finition époxy blanc cassé.

Longueur: 1m47; Longueur pliée 170 cm. Hauteur maximale: 55cm; Hauteur pliée 29 cm.

Vendue à l'unité.

Barrières de lit de fabrication française.







