



Bas de contention autofixants 70D Cadence - noir

Contention dégressive pour stimuler la circulation veineuse. Avec finition dentelle.

Bas avec large bande en dentelle autofixante (en silicone hypoallergénique). Permet de lutter contre la stase veineuse.

La compression, appliquée de façon dégressive de la cheville vers la cuisse, stimule la circulation veineuse, évitant ainsi les sensations des jambes lourdes, les fourmillements, la fatigue liée à de longues stations assises ou debout.

- Bas à maille lisse.
- Large bande de dentelle autofixante.
- Pointe et talon renforcés.
- Bandes en silicone hypoallergéniques.
- Degré d'épaisseur : 70D*.
- Compression classe I : 10 à 15 mmHg.

*Le denier (D) indique le niveau d'épaisseur du collant. Celui-ci est compris entre 10 et 100 allant du niveau le plus fin vers le plus épais, et donc opaque.

Disponibles en 5 tailles : T1, T2, T3, T4 et T5.

Coloris : noir.

Fabriqué en Italie.

Composition :

- 81% polyamide,
- 19% Élasthane Lycra (Fil : Lycra® 70D à double couverture).

Lavable à 40°, séchage à l'air libre.