

## FICHE TECHNIQUE

### Bassin de lit jetable 2000ml - Carton de 200

Bassin de lit à usage unique en fibres moulées

Ce bassin de lit jetable permet le recueil des excréta en position allongée. Il est adapté aux patients dépendants ou à mobilité réduite.

- Diminue le risque nosocomial par l'usage unique
- Gain de temps
- Suppression des opérations de lavage et stérilisation
- Réduction des manipulations des produits souillés

Conditionnement économique par carton de 200 bassins

#### Mode d'emploi :

Se glisse facilement sous le patient. Après usage, vider le contenu dans les toilettes.

#### Elimination :

Le bassin de lit s'élimine intégralement en macérateur.

Produit étanche sur une période de 4h00. Passé ce délai, vider/détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite.

**Coloris :** gris beige

**Dimensions :** 376 x 281 x 79 mm

**Composition :** fibres moulées (cellulose)

**Poids :** 65 g

**Contenance :** 2000 ml

Matériel médical CE.

Dispositifs de Classe 1 (directive 93/42/CEE).

Fabrication Européenne.

