

## FICHE TECHNIQUE



### **Bavoir collerette repas lavable grande résistance - Lot de 5**

#### **Bavoir de protection réutilisable pour le repas.**

En version tissu éponge avec une absorption renforcée. Tous nos bavoirs sont lavables en machine en 95°C.

Tissus éponge :

- Tissu éponge bouclette 100% coton enduit de PVC.
- Fermeture 2 pressions.
- Poids 270g/m<sup>2</sup>.
- Dimensions : 90 x 45 cm.

Existe également en version [tissu écossais](#).

Vendu par lot de 5 bavoirs.