

FICHE TECHNIQUE

Bavoir collerette repas tissu écossais - anti-odeur et anti-bactérien - Lavage à 90°C

Bavoir de protection réutilisable pour le repas.

En version tissu écossais pour une résistance accrue. Tous nos bavoirs sont lavables en machine en 90°C.

Tissus écossais :

- Très résistant.
- Face extérieure : coton motif écossais.
- Face intérieure : polyester avec enduit PVC.
- Fermeture 2 pressions.
- Ne passe pas au sèche-linge.
- Dimensions : 90 x 45 cm.

Fabrication Française

