



### **Bavoirs repas adultes réutilisables - tissu imperméable avec poche - Robemed - lot de 3**

Tissus écossais imperméable avec poche de recueil, lavable et résistants, vendu par lot de 3.

Fabriqués à partir de matériaux durables et lavables, ces bavoirs sont faciles à entretenir. Ils peuvent être nettoyés et réutilisés.

Ils sont réglables et simples à attacher grâce à trois boutons-pression.

Vendu par lot de 3.

Prix de vente pour un bavoir : 5.17€ HT/6.20€ TTC soit le lot de 3 au prix de 18.60 TTC

#### **Caractéristiques :**

Bavoirs en tissus  
3 boutons-pression

#### **Instructions de lavage :**

Lavage à chaud en machine (60°C)  
Sèche-linge basse température  
Ne pas blanchir, ni utiliser d'assouplissant  
Ne pas nettoyer à sec

**Dimensions :** 46x90 cm

**Surface :** 80% coton, 20% polyester, imprimé en écossais - 180 g/m<sup>2</sup>

**Dos :** 100% PVC - 290 g/m<sup>2</sup>

**Absorption :** 50 mL