

FICHE TECHNIQUE

Bidon jerrican de 10 litres pour substances dangereuses et infectieuses

Pour tous liquides Classe 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9

Utilisation pour les liquides, déchets infectieux et produits dangereux relevant des classes ci-dessus indiquées.

Agréé comme conditionnement pour le stockage et le transport des matières dangereuses groupe II et groupe III.

Agréé UN et ADR pour le transport par route, air et mer.

Possibilité de stocker et transporter les substances des groupes 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 de la réglementation ADR.

Incinérable.

Livré avec bouchon de sécurité.

Dimension : 230x190 mm.

Poids : 380 gr.

Capacité : 10.8 litres.

Ø ouverture: 45 mm.

Poids maximal transportable 20.5 kg.

