

Bistouri électrique 80 W Surtron 80 D monopolaire

Électrobistouri pour petite chirurgie de précision. Puissance 80W, fréquence 700 KHz.

Permet une sélection rapide entre les fonctions coupe pure, coupe coagulation blend, coagulation et microcoagulation. Affichage digital et fixation très précise de la puissance avec contrôle électronique.

Répond aux normes de sécurité EN 60601-1, 1-2 et 2-2.



- Puissance maximale de coupe CUT : 80W-400?
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 60W-400?
- Puissance maximale de coagulation COAG : 50W-400?
- Puissance maximale de coagulation MICRO : 20W-400?
- Fréquence de travail : 700 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 220 VA

Utilisation pour la chirurgie ambulatoire, la stomatologie, le dentaire, la dermatologie, les premiers soins, la chirurgie vasculaire et la médecine vétérinaire.

Livré complet avec :

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm,
- Pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,
- Manuel d'utilisation.

Dimension L 190 x H 85 x P 239 mm.

Poids 2,5 kg.

Conformes aux normes sécurité : EN 60601-1, EN 60601-1-2; EN 60601-2-2.
Classification électrique : I CF. Classe DDM 93/42/CE : II b.

Matériel médical CE de classe II b strictement réservé aux professionnels de la santé.

Fabrication Européenne.

Garantie 2 ans.

NB : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003. (voir documentation pdf)