



Blouse Drimmer pour femme - Coloris Blanc - Siggsi Blue - Fabriqué en Italie

Blouse professionnelle en coton à manches longues avec poches. Fabrication et finitions de qualité

Cette blouse médicale pour femme est en 100% coton. Elle possède des manches longues, un col à revers et se ferme grâce à des boutons.

Elle possède deux poches à l'avant et une martingale à l'arrière.

- Blouse médical pour femme
- Coupe cintrée
- Coloris blanc
- Manches longues
- Col à revers
- 2 poches à l'avant
- Fermeture par bouton
- 100% coton
- Disponible en plusieurs tailles

Composition :

100 % coton - 170 gr / m²

Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

Entretien :

- Lavage à 95°C maximum
- Blanchiment autorisé
- Séchage température normale (80°C max)
- Repassage fer très chaud
- Nettoyable à sec

Modèle :

DRIMMER Blanc

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EOKO-TEX®