



### **Blouse blanche à manches longues pour femme - Biomedicare**

Blouse médicale pour femme en polyester et viscose, à manches longues. Cette blouse blanche mi-longue dispose de 2 poches basses et 1 poche poitrine. Le viscose présent dans le tissu de cette blouse la rend souple et douce au toucher, mais elle reste également résistante pour une utilisation quotidienne.

Vêtement de travail médical pour femme.

Usages conseillés: blouse médicale (infirmière, aide soignante), blouse de médecin, blouse de laboratoire, blouse de travail (industrie), blouse de personnel d'entretien.

- Col: forme tailleur.
- Poches plaquées : 1 poche poitrine et 2 poches basses
- Longueur : Mi-long
- Fermeture: boutons à pression
- Finition : passant arrière dans le dos
- Forme: cintrée

Cette blouse est disponible en 7 tailles.  
Se référer à votre taille EU.

#### **Consignes d'entretien:**

Lavage en machine à 40°C

Blanchiment interdit

Séchage en machine autorisé: Programme modéré - 60°C maxi

Repassage à température faible: 110°C maxi

Nettoyage à sec autorisé: Processus normal (solvants perchlorétylène et hydrocarbures autorisés)

#### Dimensions (pour une blouse taille M):

Longueur des manches: 60 cm de l'épaule au poignet

Longueur du dos: 80 cm

Largeur des épaules: 41 cm

Largeur au niveau de la taille: 45 cm

Largeur en bas de la blouse: 58 cm

***Nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.***