



Bob de protection souple Ribcap - Modèle Billie - Crème

Offre une protection supplémentaire pour la tête avec confort et esthétique

Le bob de protection souple Ribcap est le premier bob de protection qui allie qualité médicale et style détendu.

Ce dispositif offre une protection pour les patients affectés de troubles neurologiques entraînant une instabilité posturale tels que l'infirmité motrice cérébrale (IMC), la maladie de Parkinson, l'épilepsie, ...

Fabriqué avec du coton certifié OEKO-TEX, ce bob est à la fois élégant et confortable. L'intérieur du bob est recouvert de coton doux, résistant et respirant. L'extérieur du bob est recouvert d'un tissu hydrofuge. Le bob est composé d'un rembourrage en mousse de haute densité.

Lanières ajustables sur la longueur à l'aide des velcros positionnés sur les lanières. Les lanières se ferment à l'aide d'une boucle à clip. Si besoin, les lanières peuvent se détacher.

- Protection souple à 360° pour la tête
- Rembourrage en mousse de polyuréthane brevetée
- Intérieur recouvert de coton certifié OEKO-TEX
- Coton doux, résistant et respirant
- Tissu extérieur hydrofuge
- Lanières amovibles
- Lanières réglables en longueur par velcro
- Fermeture des lanières par boucles à clip
- Pliable, facile à ranger
- Lavable à la main

Tailles (tour de tête) :

- S : 55 cm
- M : 58 cm
- L : 61 cm

Poids : En moyenne 180 g

Matériaux :

- Extérieur : 95% Polyamide, 5% Élasthanne
- Intérieur : 78% Polyester, 22% Élasthanne
- Mousse de protection : 65% Mousse Polyester Absorbante, 35% Prépolymère

Couleur : Crème

Conditionnement : Bob de protection vendu à l'unité

RIBCAP® est une protection pour la tête mais ne constitue pas un casque selon la réglementation.