

### Bobine d'essuyage non tissée ultra absorbante Airlaid 350 feuilles Robé Médical

Absorbe jusqu'à 7 fois son poids. Peut être rincé et réutilisé 9 fois. Bobine 350 formats prédécoupés.

Fabriqué en pure cellulose selon le procédé Airlaid Drycell, cet essuie tout possède l'avantage d'une absorption très supérieure aux non tissés classiques et d'une résistance particulière aux déchirements lorsqu'il est humide.



- 100% pure ouate de cellulose.
- Non tissé Airlaid Drycell.
- 350 feuilles par bobine.
- Rouleau de 138 m.
- Grammage : 50 gr/m<sup>2</sup>.
- Prédécoupée.
- Doux.
- Résistant.
- Ne peluche pas.
- Couleur: blanc.

Multi-usage pour une utilisation en collectivité, cabinets médicaux, laboratoire, cuisine, ateliers, à domicile, en institut,...

#### Dimensions de la feuille:

- longueur : 36,5 cm.
- largeur : 25 cm.

#### Dimensions du rouleau:

- largeur : 25 cm.
- diamètre : 16.0 cm.
- diamètre du mandrin : 5 cm.

Vendu par lot de 2 bobines.