

### Boîte distributrice de pansements pré-découpés - non-tissés - Boîte de 250 unités

En boîte distributrice de 250 pansements non-tissés extensibles

Les pansements inclus dans cette boîte préservent les plaies des infections et sont conçus pour ne pas coller afin d'éviter tout dommage sur les blessures.

Compresse centrale absorbante de couleur blanche.

#### **Avantages du produit :**

- Adapté aux peaux sensibles
- Confortable et doux au toucher
- Compatible avec la stérilisation à l'Oxyde d'Ethylène et rayonnements gamma (dose à valider)
- Adapté aux milieux hospitaliers et également au grand public
- Grande capacité d'absorption
- Ne colle pas aux plaies
- Prédécoupés
- Idéal pour les prises de sang

#### **Caractéristiques de l'adhésif :**

- Colle médicale acrylique, enduction unie (MS0)

#### **Caractéristiques du support :**

- Non tissé blanc extensible, 100% Polyester

#### **Caractéristiques de la compresse :**

- Non tissée, 90% viscose + 10% Polyester + grille anti-adhérente en Polyester

#### **Biocompatibilité de l'adhésif :**

Test irritation : Index 0.0 : non irritant / **ISO 10993-10 : 2010**

Test sensibilisation : non-sensibilisant / **ISO 10993-10 : 2010**

Test cytotoxicité : Grade 0 : non cytotoxique / **ISO 10993-5 : 2009**

Grammage de l'adhésif : 30g/m<sup>2</sup>

Grammage du support : 45g/m<sup>2</sup>

Grammage total : 75g/m<sup>2</sup>

#### **Conditions de stockage :**

- À conserver dans son emballage d'origine, à température ambiante (max 30°), dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

#### **Tailles disponibles :**

- 4 x 2 cm
- 6 x 2 cm

Matériel Médical CE de classe I

