

### Boîtes à instruments en Inox

**Stérilisation à chaud ou en autoclave.**

5 tailles disponibles :

- Format mini
- Format Transport
- Format Essentiel 2
- Format Classique
- Grand format

Matériel Médical CE.

Garantie 2 ans.

Inox qualité supérieure 18/10

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

