



### Bonnet de protection souple Ribcap - Modèle Lenny - Anthracite

Offre une protection supplémentaire pour la tête avec confort et esthétique

Ce bonnet de protection souple Ribcap est le premier bonnet de protection qui allie qualité médicale et allure jeune et décontractée.

Ce dispositif offre une protection pour les patients affectés de troubles neurologiques entraînant une instabilité posturale tels que l'infirmité motrice cérébrale (IMC), la maladie de Parkinson, l'épilepsie, ...

Fabriqué avec de la laine certifiée OEKO-TEX, ce bonnet est à la fois élégant et confortable. L'intérieur du bonnet est composé d'un tissu doux et respirant recouvrant la mousse absorbante. L'extérieur du bonnet est composé d'une laine douce, résistante et respirante. Le bonnet est composé d'un rembourrage en mousse de haute densité.

Lanières ajustables sur la longueur à l'aide des velcros positionnés sur les lanières. Les lanières se ferment à l'aide d'une boucle à clip. Si besoin, les lanières peuvent se détacher.

- Protection souple à 360° pour la tête
- Rembourrage en mousse de polyuréthane brevetée
- Extérieur du bonnet composé de laine certifiée OEKO-TEX
- Laine douce, résistante et respirante
- Lanières amovibles
- Lanières réglables en longueur par velcro
- Fermeture des lanières par boucles à clip
- Pliable, facile à ranger
- Protection à 360°
- Lavable à la main

#### Tailles (tour de tête) :

- Enfant : 50 cm
- S : 55 cm
- M : 58 cm
- L : 61 cm
- XL : 64 cm

**Poids** : En moyenne 270 g

#### Matériaux :

- Extérieur : 50% Laine, 50% Acrylique
- Intérieur : 78% Polyester, 22% Élasthanne
- Mousse de protection : 65% Mousse Polyester Absorbante, 35% Prépolymère

**Couleur** : Anthracite

**Conditionnement** : Bonnet de protection vendu à l'unité