



Bonnet de protection souple Ribcap - Modèle Lenny - Rose

Offre une protection supplémentaire pour la tête avec confort et esthétique

Ce bonnet de protection souple Ribcap est le premier bonnet de protection qui allie qualité médicale et allure jeune et décontractée.

Fabriqué avec de la laine certifiée OEKO-TEX, ce bonnet est à la fois élégant et confortable. L'intérieur du bonnet est composé d'un tissu doux et respirant recouvrant la mousse absorbante. L'extérieur du bonnet est composé d'une laine douce, résistante et respirante. Le bonnet est composé d'un rembourrage en mousse de haute densité.

Lanières ajustables sur la longueur à l'aide des velcros positionnés sur les lanières. Les lanières se ferment à l'aide d'une boucle à clip. Si besoin, les lanières peuvent se détacher.

- Protection souple à 360° pour la tête
- Rembourrage en mousse de polyuréthane brevetée
- Extérieur du bonnet composé de laine certifiée OEKO-TEX
- Laine douce, résistante et respirante
- Lanières amovibles
- Lanières réglables en longueur par velcro
- Fermeture des lanières par boucles à clip
- Pliable, facile à ranger
- Lavable à la main

Tailles (tour de tête) :

- S : 55 cm
- M : 58 cm
- L : 61 cm

Poids : En moyenne 270 g

Matériaux :

- Extérieur : 50% Laine, 50% Acrylique
- Intérieur : 78% Polyester, 22% Élasthanne
- Mousse de protection : 65% Mousse Polyester Absorbante, 35% Prépolymère

Couleur : Rose

Conditionnement : Bonnet de protection vendu à l'unité

RIBCAP® est une protection pour la tête mais ne constitue pas un casque selon la réglementation.

Dispositif médical de classe I conforme au MDR