

FICHE TECHNIQUE









Bouchon compte-gouttes pour huiles essentielles - Bague 18Din

Bouchon compte-gouttes idéal pour l'aromathérapie et les huiles essentielles -Bague 18Din - Avec insert et d'aspect strié

Le bouchon compte-gouttes PP bague 18DIN blanc offre une solution pratique et fiable pour la manipulation et le dosage précis. Il convient à une variété d'applications telles que les colorants, les huiles essentielles, les sérums, les compléments alimentaires, les produits vétérinaires, ...

<u>Caractéristiques produit</u>:

- Matériau : Polypropylène (PP).
- Bague : type 18DIN, pour une fixation sécurisée sur la bouteille.
- Couleur : Blanc.
- Fonctionnalité : Il est doté d'un insert réducteur compte-gouttes, facilitant le dosage précis des liquides et auto-jointant pour garantir l'étanchéité.

Fonctionne avec le <u>flacon en verre DROPPER</u>.