

FICHE TECHNIQUE

Boules de gaze non stériles - 20 fils - 17 x 20 cm - sachet de 100 - Robemed

Pour une capacité d'absorption optimale du sang et des fluides corporels. Non détectables aux rayons X

Boules de gaze **non stériles** en tissage 20 fils, vendu en **sachet de 100 boules de gaze**.

Idéales pour l'absorption du sang et des fluides corporels, des plaies chirurgicales et des endroits difficiles d'accès.

Ces boules de gaze sont non détectables aux rayons X.

- 17 cm x 20 cm dépliées
- 100% coton
- Sans fils détectables aux rayons X
- Non stériles
- Tissage 20 fils
- Conditionnées en sachet de 100 boules

Les boules de gaze non stériles ROBEMED sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans divers contextes médicaux et de soins :

Soins des plaies : Les boules de gaze peuvent être utilisées pour nettoyer et couvrir les plaies superficielles. Elles absorbent l'excès de liquide et protègent la plaie des contaminants extérieurs.

Procédures médicales : Les boules de gaze peuvent être utilisées pendant les procédures médicales mineures, telles que l'application de solutions topiques ou l'absorption de liquides pendant les sutures.

Matériel Médical CE de classe I selon l'annexe VIII du RÈGLEMENT (UE) 2017/745

