

### **Boules de gaze stériles - 15x15 et 20x20 - 17 fils - Boite de 20 blisters de 10 boules de gaze**

Pour l'absorption du sang et des fluides corporels. Avec fils détectables aux rayons X

Boules de gaze **stériles** en tissage 17 fils, vendu par boîte de 20 blisters de 10 boules de gaze.

Idéales pour l'absorption du sang et des fluides corporels, des plaies chirurgicales et des endroits difficiles d'accès.

Ces boules de gaze possèdent des fils détectables aux rayons X, ce qui permet une identification rapide et non invasive de la boule de gaze laissée dans le champ opératoire.

- 100% coton hydrophile
- Blanchi à l'aide de peroxyde d'hydrogène
- Avec fils détectables aux rayons X
- Stériles
- Tissage 17 fils
- Conditionnées par boîte de 20 blisters de 10 boules de gaze.

#### **Dimensions :**

- 15 x 15 cm
- 20 x 20 cm

Dispositif médical CE 0197

