

Brancard Foxtrot® Litter - Vert Armée - avec sac de transport - TacMed Solutions

Brancard rapide et facile à utiliser. Permet l'évacuation des blessés dans les situations les plus difficiles.

Suffisamment compacte pour accompagner les individus lors d'un assaut militaire ou d'un long déplacement, le brancard Foxtrot® de TacMed Solutions peut directement être attaché à la trousse de secours ou au sac.

Il permet le brancardage des blessés en situation de combat, dans des meilleures conditions de portage qu'avec une civière souple.

Ce brancard possède un fond semi-rigide, ce qui permet de trainer le blessé sans risque de déchirure ou de blessure.

- Brancard léger et compact
- Pèse 1.81 kg
- Petit : peut s'accrocher aux trousse ou sacs
- Étroit : permet de transporter les blessés dans des passages étroits et des passerelles
- Multiples poignées
- Sangles à fixation rapide
- Peut être porté ou trainé

Dimensions :

L 200cm x l 45cm – Plié H 47 cm

Coloris :

Vert armée

Poids :

1.81 kg

