

Bras d'entraînement multifonctionnel pour thérapie intraveineuse (IV)

Reproduction réaliste du bras d'un adulte avec un système à veines multiples, conçue pour la thérapie intraveineuse

Ce bras d'entraînement possède un système à veines multiples. Il est conçu pour la thérapie intraveineuse périphérique.

Il est possible de faire une rotation au niveau du deltoïde pour un accès plus facile lors de l'insertion et du retrait de la ligne IV périphérique.

Du sang réactif apparaît lorsque la voie d'injection est correcte. La peau et les vaisseaux sanguins peuvent être utilisés à plusieurs reprises et peuvent être facilement remplacés.

Dimension : Bras de 70 cm de long

Livré dans une valise de transport.

Information : ce matériel, et les produits vendus avec, ne sont conçus que pour l'entraînement sur simulateur

Ce modèle est l'un des modèles éducatifs de base dans les formations de soins infirmiers.

