



Brassard de protection hygiénique pour soins et prise de tension - Lot de 100

Évite tous contacts avec le bras ou l'avant bras. Imperméable. Economique et pratique. Avec élastiques.

Limite le risque de contamination notamment avec le brassard.
Protection du brassard.
Utilisation possible sur le bras, l'avant bras et le poignet.

- Composition: en polyéthylène.
- Coloris: bleu opaque.
- Extrémités élastiques.
- Imperméables et résistantes.
- Taille unique.
- Non stérile.

Dimensions: longueur 400 mm.
Épaisseur: 20 microns.

Conditionné par sachet de 100 (10 x 10 manchettes).
Vendu par lot de 2 sachets de 100.