

Brassards monobloc compatibles simple tubulure

Brassards monobloc simple tubulure

Brassard avec une simple tubulure, compatible avec les tensiomètres manuels de marque Fahrenheit Médical, Santé Premium, Heine, Erka.

- Tissu PU,
- Fermeture velcro,
- Simple tubulure,
- Avec poche de gonflage,
- Systèmes d'obturation simples.

Tailles disponibles :

- Enfant : Circonférence de 18 à 26 cm,
- Adulte : Circonférence de 22 à 32 cm,
- Adulte Large : Circonférence de 33 à 51 cm.

Compatible avec les marques Fahrenheit Médical, Santé Premium, Heine et Erka.

Matériel médical CE.

