

FICHE TECHNIQUE

Brassière d'allaitement Bodyguard noire - Cache CŒUR

Se détache d'une seule main - Coussinets ultra absorbants

La brassière Bodyguard s'harmonise avec la culotte post-partum Bodyguard noire de la gamme CACHE CŒUR.

Cette brassière permet un maintien optimal de la poitrine, ce qui est particulièrement important pendant les premiers jours avec le bébé.

Les bonnets se détachent d'une seule main pour une facilité d'allaitement et un grand confort.

Grâce aux coussinets Curve, ce soutien-gorge offre une absorption ultraperformante, surpassant de loin les coussinets jetables, avec une capacité 24 fois supérieure.

- Clips d'allaitement : Faciles d'accès d'une seule main
- Brassière adaptée aux variations de la poitrine
- Ultra-absorbant, 100% anti-fuite, antibactérien & anti-odeur
- Bande de maintien en fibres recyclées - Extrême douceur
- 4 Positions d'agrafages - Adaptées à l'évolution de la poitrine - Ajustement tout au long de l'allaitement
- Respirant, effet sec en 8 minutes
- Durable et économique

- Label Oeko-tex Standard 100 : Matières textiles exemptes de produits toxiques pour le corps et l'environnement

La technologie Curve : Cette technologie permet d'éviter les fuites de lait excessives et les désagréments tels que les t-shirts mouillés.

Les clips facilitent l'accès aux seins et sont adaptés aux variations de la poitrine dues aux montées de lait.

Les coussinets garantissent confort, maintien et sécurité au quotidien.

Lavage :

- Passez directement en machine
- Rincez abondamment sous l'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit claire
- Lavez à 40° sans adoucissant avec les autres vêtements-
- Lavez une fois par mois à 60° avec les bodies de bébé

Composition : 72% Lyocell / 12% Polyester / 8% Elasthanne / 6% Polyterephtalate / 2% Polyacrylate

Tailles disponibles :

- Taille S
- Taille M
- Taille L
- Taille XL
- Taille XXL

Pour des raisons d'hygiène, nous ne pourrions pas reprendre les produits sortis de leur emballage.



