

FICHE TECHNIQUE

Brassière de maternité et d'allaitement Milk noire - Cache CŒUR

Pour un confort et un maintien optimal tout au long de la grossesse

Cette brassière s'harmonise parfaitement avec la culotte haute de maternité Milk ainsi qu'avec les coussinets d'allaitement Slim, Jour et nuit de la gamme CACHE CŒUR.

La brassière Milk noire est conçue pour la période de grossesse et de l'allaitement.

Elle est dotée d'une bande de soutien située sous la poitrine et dans le dos.

Des coques amovibles sont intégrées à la brassière, ce qui facilite la mise au sein rapide de bébé.

Cette brassière est dotée de quatre positions d'agrafages à l'arrière, permettant ainsi un ajustement à l'évolution de la poitrine tout au long de la maternité.

Elle assure le confort et le maintien essentiels durant la grossesse.

Caractéristiques :

- Clips d'allaitement et dentelle élastique pour un accès facile et rapide au sein.
- 4 positions d'agrafages à l'arrière
- Ligne de renfort sous la poitrine et dans le dos
- Sans couture
- Matières certifiées OEKO-TEX
- Brassière douce grâce à la viscose de bambou
- Maintien optimal pendant et après la grossesse
- Couleur noire

Entretien : Lavage à cycle délicat, soit 30°

Composition : 82% Viscose / 14% Polyamide / 4% Élasthanne

Label OEKO-TEX : cette certification garantit que les matières textiles utilisées dans cette culotte sont exemptes de produits toxiques pour le corps et l'environnement.

Tailles disponibles :

- Taille S
- Taille M

Taille L



- Taille XL

- Taille XXL

Pour des raisons d'hygiène, nous ne pourrions pas reprendre les produits sortis de leur emballage.

Marque française : CACHE CŒUR