

FICHE TECHNIQUE

Brosse à ongles réutilisable et autoclavable

Pour tout brossage des ongles. Possibilité de réutilisation avec garantie de résistance à un autoclavable à 120°C pour 20 cycles minimum.

Modèle de brosse autoclavable pour nettoyer les impuretés sous les ongles et les tâches sur la peau.

- Brosse en polypropylène
- Poils forte densité : 250 poils par cm².
- Autoclavable à 120°C

Résiste à un minimum de 20 cycles d'autoclavage à 120°C sans altération de nature à modifier substantiellement l'usage.

Dimensions : 8x4 cm

Vendu par lot de 6 brosses de couleurs différentes.

Fabrication Française.

