



### Cache barbes non tissés à usage unique - Elastique double gomme - Taille L et XL - Sachet de 100

Protection permettant de couvrir la barbe et d'éviter toute chute de poils de barbe pour une meilleure hygiène - Fabrication française

Cache-barbe en non-tissé pour un usage unique.  
Respirant et confortable grâce à l'élastique double gomme pour une bonne tenue, sans serrage excessif.

- Cache-barbe en non-tissé
- A usage unique
- Elastique double gomme
- Résistant
- Disponible en L et XL
- Garanti OEKO-TEX
- Fabriqué en France

**Composition :** non-tissé 100% polypropylène et double gomme

**Résistance :** 10gsm

**Conditionnement :** sachet de 100 caches-barbe

**Coloris :** Blanc

**Dimensions :**

Taille L :

Longueur à plat : 20 cm pouvant s'étirer jusqu'à 53 cm  
Hauteur : 15 cm devant et derrière – total de 30 cm

Taille XL :

Longueur à plat : 20 cm pouvant s'étirer jusqu'à 53 cm  
Hauteur : 21 cm devant et derrière – total de 42 cm

-----

Produit fabriqué en France  
Non-tissé garanti OEKO-TEX  
Sans : Produits chimiques, mousse polyuréthane, latex, PVC, fibre de verre, graphène, traitement biocide ou virucide, produits médicamenteux ou dérivés de sang ou de plasma humain