

FICHE TECHNIQUE



Cadre de relevage pour les toilettes - avec poignées rembourrées

Pour l'accès et la sortie des toilettes en sécurité - avec panier porte-revues

Cadre de relevage avec tubes en acier, poignées rembourrées et panier porte-revues.

Les poignées sont rembourrées avec un revêtement en caoutchouc. Le panier porte-revues est

- Cadre de levage
- Aide à se lever ou s'asseoir aux sanitaires
- Sécurisé
- Avec poignées rembourrées et courbées vers l'intérieur
- Panier porte-revues livré avec
- Le panier se place aussi bien à droite qu'à gauche

Dimensions : 76 x 48.5 cm

Hauteur des poignées : 68 cm

Poids supporté : maximum 114 kg

Matière : tube d'acier revêtu par pulvérisation avec capuchons en plastique, poignée en caoutchouc

Nettoyage et désinfection :

- Le nettoyage de la barre d'appui peut être effectué avec un chiffon doux et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou ni de produits de nettoyage contenant de la graisse, des solvants ou de l'alcool. Si nécessaire, le produit peut être désinfecté avec un désinfectant sans chlore disponible.
- Ce cadre peut être désinfecté.

Important : lors de l'utilisation de désinfectants, il convient de respecter les prescriptions du fabricant.

Consignes de sécurité :

- Avant chaque utilisation, il faut vérifier que toutes les pièces sont bien fixées. Si des pièces sont endommagées, tordues ou déformées, il ne doit plus être utilisé.
- Le poids de l'utilisateur ne doit pas dépasser 114 kg
- La potence ne doit être utilisée que par des personnes capables de contrôler leur équilibre.

Usage prévu :

Le cadre de relevage pour toilettes est un dispositif médical et peut faciliter l'assise ou la sortie des toilettes à la possibilité de s'appuyer sur les poignées légèrement courbées vers l'intérieur.

Le support stable peut être utilisé de manière mobile, il n'est pas nécessaire de percer les toilettes.

Indication :

Pour les personnes ayant des difficultés à utiliser les toilettes en raison d'une capacité réduite de mouvement, de force limitée(e), limitation de la fonction articulaire, musculaire ou nerveuse des membres inférieurs.

Contre-indication :

Sens de l'équilibre très limité, capacité de préhension ou d'appui des membres supérieurs insuffisante pour utiliser le moyen auxiliaire.

Contenu :

2 pièces latérales, 2 tubes ronds avec emplacement, 2 tubes ronds, 1 panier de rangement

écrous décoratifs.
Outils nécessaires (non inclus) : 1 tournevis cruciforme