

FICHE TECHNIQUE

Calot chirurgical avec liens à nouer 100% coton

Calot en tissu lavable réutilisable 100% Coton. Modèle mixte homme ou femme.

Ce calot convient parfaitement à tous les professionnels de santé qui souhaitent se couvrir leurs cheveux pour plus d'hygiène.

Ouvert sur l'arrière avec liens à nouer pour ajuster le calot à votre tête.

Calot médical mixte pour chirurgien homme ou femme.

2 modèles disponibles:

- Vert
- Bleu clair avec motifs
- 100% coton.
- Résistant aux lavages en machine jusqu'à 90°.
- Calot mixte avec lien d'attache.
- Taille standard.
- Pour tour de tête jusqu'à 68 cm.

