

FICHE TECHNIQUE



Canne médicale à hauteur variable - Poignée ergonomique

Avec réglage en hauteur 10 positions

Cette canne réglable en 10 positions peut aller de 61 à 84 cm de hauteur.

Résistante et légère, elle possède un embout antidérapant qui confère une vraie sécurité pour se déplacer.

Sa poignée ergonomique épouse la forme des mains pour une prise facile et confortable.

- Poignée avec forme ergonomique pour une prise en main facile
- 10 niveaux de réglage : 61 à 84 cm.
- Hauteur réglable par bague et bouton poussoir.
- Embout caoutchouc antidérapant.
- Modèle différent selon droitier et gaucher

2 modèles disponibles : pour droitier et gaucher.

Coloris :
noire avec poignée noire

Poids :
320 g

Diamètre de la canne :
19mm

Matériel médical C.E