



Cannes médicales en bois - Poignée en T

Assure un bon équilibre lors de vos déplacements

Retrouvez de la mobilité en toute sécurité avec cette canne en bois verni, légère et résistante avec embout antidérapant.

2 modèles disponibles:

Modèle Maginot CAN302:

- En bois de hêtre verni avec poignée T.
- Diamètre extérieur 19,50 mm.
- Embout caoutchouc.
- Hauteur: 95 cm.
- Poids : 0,350 kg.
- Poids maximal supporté: 120 kg.

Modèle Derby CAN322:

- En bois de hêtre verni avec poignée T crochet.
- Diamètre extérieur 18,40 mm.
- Embout caoutchouc.
- Hauteur: 95 cm.
- Poids : 0,350 kg.
- Poids maximal supporté: 120 kg.

Fabrication Française.