



## FICHE TECHNIQUE

### Cannes médicales en bois - Poignées tête de cheval

Modèle original avec poignée tête de cheval. Fabrication Française

Retrouvez votre mobilité avec cette canne en bois de hêtre, résistante et légère avec embout antidérapant.

- Poignée en tête de cheval.
- En bois de hêtre verni.
- Embout caoutchouc.

2 modèles disponibles:

#### **Modèle CAN510:**

- En bois de hêtre verni avec poignée chromée.
- Hauteur: 91 cm.
- Poids : 0,450 kg.
- Diamètre extérieur: 16 mm.
- Poids maximal supporté: 120 kg.

#### **Modèle CAN721:**

- En bambou véritable avec poignée bronze.
- Hauteur : 91 cm.
- Poids : 0,450 kg.
- Diamètre extérieur: 16 mm.
- Poids maximal supporté : 120 kg.

Fabrication Française.

Code LPPR 1270463.

Affiliation au fichier national des professionnels de santé de l'Assurance Maladie sous le N° 88262677 3.

[Consultez notre note informative.](#)

