

FICHE TECHNIQUE

Carte mémoire SD - 4 GB - Pour EuroHolter Lumed

Carte mémoire SD - 4 Go compatible avec le Holter ECG Euroholter de Lumed

Carte mémoire SD spécifique pour [Holter ECG Euroholter de LUMED](#)

Capacité : 4 GB.

**Attention, cette carte fonctionne uniquement avec le Holter.
Aucune autre utilisation n'est possible.**

Nous proposons également le [logiciel pour Holter ECG haute résolution - EuroHolter - LUMED](#)

