



Ceinture de maintien

Maintient en toute sécurité la personne à son fauteuil.

Ceinture de maintien séparée de l'attache au fauteuil.
Permet une position confortable et sans contrainte.
Minimise les risques de chutes.
Système d'attache simple et rapide.
S'adapte à tous types de fauteuils.

Lavable à 30°C

Disponible en 4 tailles :

- S : tour de taille de 60 à 80 cm.
- M : tour de taille de 75 à 95 cm.
- L : tour de taille de 90 à 110 cm.
- XL : tour de taille de 110 à 130 cm.

Matériel médical CE.