

### Ceinture pelvienne confort pour fauteuils

#### Pour un maintien renforcé en cas de glissements répétés du bassin

Cette ceinture pelvienne est spécialement adaptée aux patients avec des problèmes de glissement récurrents. Elle est d'un excellent confort et maintien parfaitement en position assise.

Protection interne en Textthane : imperméable et respirant.

Pour tous les fauteuils sauf coquille, espace nécessaire entre l'assise et les accoudoirs.

#### Dimensions :

- Périmètre maximum utile :  $\pm 230$  cm
- Boucle : 40 mm

Taille S : tour de taille 50/80 cm

Taille M : tour de taille 70/100 cm

Taille L : tour de taille 90/130 cm

Matériel médical CE.

Fabrication Française.

