



Chaise percée acier chromé S132 Salamender

Couvercle d'assise et accoudoirs rembourrés pour un confort optimal.

Fauteuil garde-robe en métal chromé.

Tampons antidérapants pour plus de stabilité.

Livré avec seau, amovible par simple glissement.

- Dossier, assise et accoudoirs en PVC imperméable.
- Seau avec anse de 2,75L.

Coloris : noir.

Dimensions :

- Longueur : 57cm.
 - Largeur : 43 cm.
 - Hauteur : 76 cm.
- Hauteur d'assise : 48 cm.

Poids maximal supporté : 100Kg.

Matériel médical CE.