

Change complet adulte Abena Abri-Form Nuit - Paquet de 15, 20, 22 ou 25 changes

Pour une sensation de confort et sécurité la nuit.

Changes complets de nuit avec :

- Voiles polyéthylène imperméable et extensible.
- Coussin double épaisseur, super absorbant.
- Anti odeur (Air Plus)
- Barrières de fuites, élastiques dorsaux.
- Adhésifs repositionnables avec témoin d'humidité.

Tailles disponibles et tarifs à l'unité :

- **Change complet ABRI-FORM Nuit Small SUPER** : capacité absorption 2200ml
 - Tour de taille 60-80 cm (taille pantalon 34-38)
 - Conditionnement par paquet de 25 changes
- **Change complet ABRI-FORM Nuit Medium SUPER** : capacité absorption 2900ml
 - Tour de taille 70-110 cm (taille pantalon 38-48)
 - Conditionnement par paquet de 23 changes
- **Change complet ABRI-FORM Nuit Large SUPER** : capacité absorption 3400ml
 - Tour de taille 100-150 cm (taille pantalon 48-56)
 - Conditionnement par paquet de 20 changes
- **Change complet DELTA-FORM Nuit X Large 2 SUPER** : capacité absorption 3600ml
 - Tour de taille 110-170 cm (taille pantalon 56 et plus)
 - Conditionnement par paquet de 15 changes

Matériel médical CE

