

**Change complet adulte MoliCare® Premium Elastic  
Maxi - Paquet de 14 à 22 - Hartmann**

Pour incontinence sévère, urinaire et/ou fécale

Change complet avec 2 ailes élastiquées pour adulte constitué d'un coussin absorbant, de 2 adhésifs extra-larges repositionnables, de barrières anti-fuites hydrophobes incurvées, en non tissé au toucher textile avec indicateur d'humidité.

Adapté à toutes les morphologies, rapide et facile à poser. La pose s'effectue allongée ou debout.

- pH 5,5, aide à préserver le pH physiologique de la peau
- Odeurs neutralisées
- Protection anti-fuites
- Hypoallergénique

**Détails et prix à l'unité :**

- \* Change complet adulte MoliCare® Premium Elastic 10 gouttes - Taille S (Small) : 36-38 (60-90cm), capacité d'absorption : 2771ml, 22 changes par sachet
- \* Change complet adulte MoliCare® Premium Elastic 10 gouttes - Taille M (Medium) : 38-48 (80-120cm), capacité d'absorption : 3696ml, 14 changes par sachet
- \* Change complet adulte MoliCare® Premium Elastic 10 gouttes - Taille L (Large) : 48-60 (100-150cm), capacité d'absorption : 4279ml, 14 changes par sachet
- \* Change complet adulte MoliCare® Premium Elastic 10 gouttes - Taille XL (Extra Large) : >60 (130-170cm), capacité d'absorption : 4380ml, 14 changes par sachet

**Pour qui ?**

- Les personnes ayant des difficultés de mobilité (semi-valides, alitées ou grabataires)
- Les personnes nécessitant des soins ou l'incitation à se rendre aux toilettes sont impossibles
- Les personnes cherchant une protection plus facile à poser

